



Indication :
Éclaircissement dentaire en ambulatoire à base de 6% de peroxyde d'hydrogène supérieur

FR

Ce kit inclus :

- **Gouttière à LED (32 LED) avec chargeur**
La gouttière à LED propose deux modes d'application :
Le mode Bleu utilise une technologie de lumière froide spéciale pour une procédure d'éclaircissement standard.
Le mode Bleu & Rouge fait légèrement augmenter la température, accélérant ainsi la procédure.
- **Stylos d'éclaircissement** (3 x 2,5 ml) avec gel 6 % HPS.
Composition du gel d'éclaircissement : PEG, eau, peroxyde d'hydrogène, poloxamère, t-butyl alcohol, acide étidronique, huile de menthe, EDTA, stannate de sodium
- **Teintier**
- **Mode d'emploi**

Conservation :

Éviter la lumière directe du soleil et conserver dans un endroit frais et sec. Il n'est pas nécessaire de stocker les stylos au réfrigérateur.

Conditions générales :

- Ne pas utiliser si vous avez moins de 18 ans.
- Ne pas utiliser si vous avez les dents trop sensibles. Le produit devrait uniquement être utilisé pour blanchir vos dents.
- Ne pas utiliser le produit si vous avez des dents cariées ou qui se descellent. Le gel d'éclaircissement ne blanchira pas les restaurations dentaires existantes telles que les obturations, couronnes, facettes ou bridges.
- Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou allaitante.
- Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des ingrédients énumérés ci-avant.
- Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas avaler.
- Éviter tout contact avec les tissus mous tels les gencives et lèvres et essuyer tout excédent de gel dépassant de la gouttière après l'avoir placée dans la bouche. L'excédent de gel d'éclaircissement peut entraîner une coloration rouge ou blanche des tissus. Cette éventuelle coloration ne doit pas vous alarmer. Il suffit de rincer à l'eau et le tissu retrouvera sa couleur normale au bout de quelques jours.
- Si le gel d'éclaircissement entre en contact avec votre visage ou vos habits, lavez-les immédiatement.
- Toujours remettre le bouchon sur le stylo après un traitement d'éclaircissement pour éviter l'évaporation des ingrédients actifs.
- Conserver dans un endroit hors de portée des enfants.
- À vendre exclusivement aux praticiens dentaires. Pour chaque cycle de traitement, la première application doit être faite uniquement par des dentistes ou sous leur supervision directe si un niveau de sécurité équivalent est assuré. Ensuite à fournir au patient pour compléter le traitement.

Indication
Ambulatory tooth whitening based on 6% hydrogen peroxide superior

EN

This kit includes:

- **Smart LED Mouthpiece** (32 LEDS) with charger cable
The Smart LED Mouthpiece has two application modes.
The Blue mode uses a special cold light technology for a standard whitening procedure.
The Blue & Red mode raises the temperature slightly, accelerating the procedure.
- **Whitening pens** (3x 2,5 ml.) with 6% HPS whitening gel
Composition whitening gel: PEG, water, hydrogen peroxide, poloxamer, t-butyl alcohol, etidronic acid, peppermint oil, EDTA, sodium stannate
- **Shade guide**
- **Instruction manual**

Storage:

Avoid direct sunlight and store in cool and dry area. The pens do not need to be stored in the refrigerator.

Terms and conditions:

- Do not use if you are under the age of 18.
- Do not use if you have overly sensitive teeth. The product should only be used to whiten your teeth.
- Do not use the product if your teeth are decaying or loose. The whitening gel will not whiten any existing dental restorations such as fillings, crowns, veneers or bridges.
- Do not use if you are pregnant or lactating.
- Do not use if allergic to any of the ingredients listed above.
- Keep out of reach of children.
- Do not swallow.
- Avoid any contact with soft tissue like the gums and lips by whipping away any excess gel outside the mouthpiece after putting it in the mouth. Excess whitening gel might result in tissue turning red or white. This is nothing to be alarmed about. Just rinse with water and the tissue will return to its normal color after a few days.
- If the whitening gel gets on your face or clothes, you should wash them immediately.
- Always put the cap back on the pen after a whitening treatment to avoid volatilization of the active ingredients.
- Store in a place out of reach for children.
- To be sold only to dental practitioners. For each cycle of use, the first use to be only done by dental practitioners or under their direct supervision if an equivalent level of safety is ensured. Afterwards to be provided to the consumer to complete the cycle of use.

Indicación :
Aclareamiento dental ambulatorio con peróxido de hidrógeno superior al 6%.

ES

Este kit incluye:

- **Boquilla Smart LED** (32 LED) con cable cargador
La boquilla Smart LED tiene dos modos de aplicación.
El modo Azul utiliza una tecnología especial de luz fría para un procedimiento de blanqueamiento estándar.
El modo Azul y Rojo aumenta ligeramente la temperatura, acelerando así el procedimiento.
- **Lápices blanqueadores** (3x 2,5 ml) con gel blanqueador HPS al 6 %
Composición del gel blanqueador: PEG, agua, peróxido de hidrógeno, poloxómero, alcohol t-butílico, ácido etidróico, aceite de menta, EDTA, estannato de sodio.
- **Guía de colores**
- **Manual de instrucciones**

Conservación:

Evite la luz solar directa y guárdelo en un lugar fresco y seco. Los lápices no necesitan guardarse en el refrigerador.

Condiciones de uso:

- No utilizar si es menor de 18 años.
- No utilizar si tiene dientes extremadamente sensibles. El producto solo debe utilizarse para blanquear los dientes.
- No utilizar el producto si tiene dientes cariados o flojos. El gel blanqueador no blanqueará ninguna restauración dental existente, como empastes, coronas, carillas o puentes.
- No utilizar si está embarazada o en periodo de lactancia.
- No utilizar en caso de alergia a alguno de los ingredientes mencionados.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evite cualquier contacto con los tejidos blandos, como las encías y los labios, al eliminar el exceso de gel fuera de la boquilla después de introducirla en la boca. El exceso de gel blanqueador puede hacer que el tejido se vuelva rojo o blanco. Esto no es motivo para preocuparse. Basta con enjuagar con agua y el tejido recuperará su color normal al cabo de unos días.
- Si el gel blanqueador entra en contacto con la cara o la ropa, debe lavarlas inmediatamente.
- Vuelva a colocar siempre la tapa en el lápiz después de un tratamiento blanqueador para evitar la volatilización de los principios activos.
- Guárdelo en un lugar fuera del alcance de los niños.
- De venta exclusiva a odontólogos. Para cada ciclo de tratamiento, la primera aplicación debe ser realizada únicamente por dentistas o bajo supervisión directa si se garantiza un nivel de seguridad equivalente. A continuación se entregará al paciente para completar el tratamiento.

Indicazione :
Schiarimento dentale ambulatoriale con perossido di idrogeno superiore al 6%.

IT

Il kit comprende:

- **calco smart led** (32 LED) con cavo di ricarica
Il calco smart led prevede due modalità di applicazione.
La modalità blue utilizza una speciale tecnologia a luce fredda per lo sbiancamento standard.
La modalità blue & red aumenta leggermente la temperatura, accelerando il procedimento.
- **penne sbiancanti** (3 x 2,5ml.) con gel sbiancante con perossido di idrogeno "superior" (HPS) al 6%
- **Canetas branqueadoras** (3x 2,5 ml) con gel branqueador PHS a 6%
Composição do gel branqueador: PEG, água, peróxido de hidrogeno, poloxómero, álcool t-butílico, ácido etidróico, óleo de hortelã-pimenta, EDTA, estannato de sódio.
- **Guia para sombreamento**
- **Manual de instruções**

Conservazione:

Evitare la luce diretta del sole e conservare in un luogo fresco e asciutto. non è necessario conservare le penne in frigorifero.

Termini e condizioni:

- Non utilizzare se si hanno meno di 18 anni.
- Non utilizzare se si hanno denti eccessivamente sensibili. Il prodotto va usato solo per sbiancare i denti.
- Non utilizzare il prodotto se i denti sono cariati o tremolanti. Il gel sbiancante non sbianca i restauri dentali esistenti, come otturazioni, corone, veneer o ponti.
- Non usare durante la gravidanza o l'allattamento.
- Non utilizzare in caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti sopra elencati.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non ingerire.
- Evitare il contatto con i tessuti molli, come gengive e labbra, rimuovendo il gel in eccesso all'esterno del calco dopo averlo inserito in bocca. Un eccesso di gel sbiancante potrebbe far diventare i tessuti rossi o bianchi. non allarmarsi. è sufficiente risciacquare con acqua e il tessuto tornerà al suo colore normale dopo pochi giorni.
- Se il gel sbiancante viene a contatto con il viso o i vestiti, lavarli immediatamente.
- Rimettere sempre il cappuccio sulla penna dopo un trattamento sbiancante per evitare la volatilizzazione dei principi attivi.
- Conservare in un luogo fuori dalla portata dei bambini.
- Venduto esclusivamente agli odontoiatri. Per ogni ciclo di trattamento, la prima applicazione deve essere effettuata solo da dentisti o sotto la loro diretta supervisione se è garantito un livello di sicurezza equivalente. Poi deve essere somministrato al paziente per completare il trattamento.

Indicação :
Clareamento dental caseiro com peróxido de hidrogênio superior a 6%.

PT

Este kit inclui:

- **Dispositivo bucal Smart LED** (32 LEDS) com cabo de carregamento
O dispositivo bucal Smart LED tem dois modos de aplicação.
O modo Azul utiliza uma tecnologia especial de luz fria para um branqueamento standard.
O modo Azul & Vermelho aumenta ligeiramente a temperatura, acelerando o processo.
- **Canetas branqueadoras** (3x 2,5 ml) com gel branqueador PHS a 6%
Composição do gel branqueador: PEG, água, peróxido de hidrogénio, poloxómero, álcool t-butílico, ácido etidróico, óleo de hortelã-pimenta, EDTA, estannato de sódio.
- **Guia para sombreamento**
- **Manual de instruções**

Armazenamento:

Evitar a luz solar direta e guardar em local fresco e seco. As canetas não necessitam de ser guardadas no frigorífico.

Termos e condições:

- Não utilizar se tiver menos de 18 anos.
- Não utilizar se tiver dentes extremamente sensíveis. O produto só deve ser utilizado para branquear os dentes.
- Não utilizar o produto se os dentes tiverem cáries ou estiverem soltos. O gel branqueador não branqueia restaurações dentárias existentes, tais como obturações, coroas, revestimentos ou pontes.
- Não utilizar se estiver grávida ou a amamentar.
- Não utilizar em caso de alergia a qualquer um dos ingredientes acima indicados.
- Manter longe do alcance das crianças.
- Não engolir.
- Evite qualquer contacto com tecidos moles, como gengivas e lábios, retirando o excesso de gel no dispositivo bucal depois de o colocar na boca. O excesso de gel branqueador pode fazer com que os tecidos se tornem vermelhos ou brancos. Isto não é motivo para alarme. Basta enxaguar com água e o tecido voltará à sua cor normal após alguns dias.
- Se o gel branqueador entrar em contacto com o rosto ou com a roupa, deve lavá-los imediatamente.
- Volte sempre a colocar a tampa na caneta após cada tratamento de branqueamento para evitar a volatilização dos ingredientes ativos.
- Guardar em local longe do alcance das crianças.
- Para venda exclusiva a médicos dentistas. Para cada ciclo de tratamento, a primeira aplicação deve ser feita apenas por dentistas ou sob a sua supervisão direta, se for garantido um nível de segurança equivalente. Em seguida, deve ser administrado ao paciente para completar o tratamento.

Indicação :
Clareamento dental caseiro com peróxido de hidrogênio superior a 6%.

DE

In diesem kit enthalten:

- **Smartes LED-Mundstück** (32 LEDS) mit Ladekabel
Das smarte LED-Mundstück kann auf zweierlei Weise angewendet werden.
Im Modus Blau wird ein Standard-Aufhellungsverfahren mit spezieller Kaltlichttechnologie durchgeführt.
Beim Modus Blau & Rot steigt die Temperatur leicht an, wodurch sich der Prozess beschleunigt.
- **Bleaching-Stifte** (3 x 2,5 ml) mit 6 % HPS-Bleaching-Gel
Zusammensetzung des Bleaching-Gels: PEG, wasser, wasserstoffperoxid, poloxamer, tert-Butanol, etidronsäure, pfefferminzöl, EDTA, natriumstannat
- **Farbskala**
- **Bedienungsanleitung**

Lagerung:

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden und kühl und trocken lagern. Die Stifte brauchen nicht im Kühlschrank aufbewahrt zu werden.

Anwendungsbedingungen:

- Nicht verwenden, wenn Sie jünger als 18 Jahre sind.
- Nicht bei überempfindlichen Zähnen verwenden. Das Produkt nur zur Aufhellung der Zähne verwenden.
- Nicht bei kariösen oder gelockerten Zähnen verwenden. Das Bleaching-Gel hellt keine vorhandenen Zahnrestaurationen wie Füllungen, Kronen, Verblendungen oder Brücken auf.
- Nicht verwenden, wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- Nicht verwenden, wenn Allergien gegen einen der vorstehenden Inhaltsstoffe bestehen.
- Von Kindern fernhalten.
- Nicht verschlucken.
- Kontakt mit Weichgewebe wie Zahnfleisch und Lippen vermeiden. Überschüssiges Gel außerhalb des Mundstücks nach dem Einsetzen in den Mund abwischen. Durch überschüssiges Bleaching-Gel kann sich das Gewebe rot oder weiß verfärben. Dies ist unbedenklich. Einfach mit Wasser spülen. Das Gewebe nimmt dann nach einigen Tagen wieder seine ursprüngliche Farbe an.
- Wenn Bleaching-Gel auf Gesicht oder Kleidung gelangt, unverzüglich waschen.
- Nach jeder Bleaching-Behandlung den Stift wieder mit der Kappe verschließen, damit die Wirkstoffe sich nicht verflüchtigen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Ausschließlich an Zahnärzte zu verkaufen. Bei jedem Behandlungszyklus darf die erste Anwendung nur von Zahnärzten oder unter deren direkter Aufsicht erfolgen, wenn ein gleichwertiges Sicherheitsniveau gewährleistet ist. Anschließend dem Patienten zur Verfügung zu stellen, um die Behandlung abzuschließen.

Wskazania :
Ambulatoryjne rozjaśnianie zębów 6% nadtlkiem wodoru.

PL

Zestaw obejmuje:

- **Ustnik Smart LED** (32 diody LED) z kablem do ładowania
Ustnik Smart LED ma dwa tryby stosowania.
W trybie niebieskim wykorzystuje się specjalną technologię zimnego światła do standardowej procedury wybielania.
Tryb niebiesko-czerwony Blue & Red nieznacznie podnosi temperaturę, przyspieszając procedurę.
- **Pisaki do wybielania** (3x 2,5 ml) z 6% żelem wybielającym HPS
Skład żelu wybielającego: PEG, woda, nadtlnek wodoru, poloksamer, alkohol t-butylowy, kwas etidronowy, olejek mięty pieprzowej, EDTA, cynian sodu.
- **Przewodnik po odcieniach**
- **Instrukcja obsługi**

Przechowywanie:

Unikać bezpośredniego światła słonecznego oraz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Pisaki nie muszą być przechowywane w lodówce.

Warunki:





- Nie stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.
- Nie stosować w przypadku nadmiernej wrażliwości zębów. Produkt należy stosować wyłącznie do wybielania zębów.
- Nie używać produktu w przypadku próchnicy lub ruszających się zębów. Żel wybielający nie wybieli żadnych istniejących uzupełnień stomatologicznych, takich jak wypełnienia, korony, licówki lub mostki.
- Nie stosować w ciąży lub w okresie karmienia piersią.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek z wymienionych powyżej składników.
- Trzymać z dala od dzieci.
- Nie połkać.
- Unikać kontaktu z tkankami miękkimi, takimi jak dziąsła i wargi, usuwając nadmiar żelu na zewnątrz ustnika po włożeniu go do ust. Nadmiar żelu wybielającego może spowodować, że tkanka stanie się czerwona lub biała. Nie stanowi to powód do niepokoju. Wystarczy spłukać wodą, po czym tkanka powróci do normalnego koloru po kilku dniach.
- Jeżeli żel wybielający dostanie się na twarz lub ubranie, należy je natychmiast przemyć.
- Zawsze zakładać nasadkę ponownie na pisak po zakończeniu zabiegu wybielania, aby uniknąć ulatniania się składników aktywnych.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Do sprzedaży wyłącznie dla lekarzy dentyistów. W każdym cyklu leczenia pierwsza aplikacja musi być wykonana wyłącznie przez dentyistów lub pod ich bezpośrednim nadzorem, jeśli zapewniony jest równoważny poziom bezpieczeństwa. Następnie należy podać pacjentowi w celu zakończenia leczenia.



Pure Light

Kit d'éclaircissement premium
Premium whitening kit





La procédure d'éclaircissement

FR

Rincez la gouttière à l'eau.

A. Brossez-vous les dents et rincez à l'eau.

B. Tournez la partie basse du stylo d'éclaircissement des dents jusqu'à ce que le gel apparaisse dans les poils.

C. Appliquez le gel uniformément sur vos dents, supérieures et inférieures.

N'APPLIQUEZ PAS TROP DE GEL, PLUS DE GEL N'ACCÈLÈRE PAS LA PROCÉDURE ET NE DONNE PAS DE MEILLEURS RÉSULTATS !

D. Placez la gouttière dans votre bouche et mordez-la doucement pour allumer la lumière*.

E. - **Mode Bleu** pour un traitement de 15 minutes.

- **Mode Bleu & Rouge** pour un traitement de 10 minutes.

L'appareil d'éclaircissement s'éteindra automatiquement.

F. Retirez la gouttière, rincez votre bouche.

G. Rincez la gouttière à l'eau.

Ne mangez et ne buvez rien, sauf de l'eau, pendant 30 minutes après la fin du traitement.

Fréquence :

Nous recommandons deux séances d'éclaircissement par jour jusqu'à obtention du résultat souhaité.

Champ d'application :

Élimination des tâches dentaires dues au café, au tabac, aux colorants alimentaires, à l'âge et à d'autres facteurs pouvant entraîner une décoloration.

* Si vous ressentez la moindre sensibilité dentaire après l'utilisation du mode Bleu & Rouge, essayez le mode Bleu.

The whitening procedure

EN

Rinse the mouthpiece with water.

A. Brush your teeth and rinse with water.

B. Twist the bottom part of the teeth whitening pen until the gel appears in the bristles.

C. Apply the gel evenly on your teeth, both upper and lower.

DO NOT APPLY TOO MUCH GEL, MORE GEL WON'T SPEED UP THE PROCEDURE OR GIVE BETTER RESULTS!

D. Put mouthpiece in your mouth and softly bite it to turn the light on*.

E. - **Blue Mode** for a 15 minute treatment.

- **Blue & Red Mode** for a 10 minute treatment.

The whitening device will turn off automatically.

F. Take the mouthpiece out.

G. Rinse your mouth and the mouthpiece with water.

Do not eat or drink anything except water for 30 minutes after you finished the treatment.

Frequency:

We advice two whitening sessions per day until the desired result is achieved.

Range of application:

To remove tooth staining from coffee, tobacco, food coloring, aging and other factors that may cause discoloration.

* If you experience any tooth sensitivity after using the Red & Blue Mode, try the Blue Mode.

El procedimiento de blanqueamiento

ES

Enjuague la boquilla con agua.

A. Cepílese los dientes y enjuáguese con agua.

B. Gire la parte inferior del lápiz blanqueador hasta que el gel aparezca en las cerdas.

C. Aplique el gel uniformemente sobre los dientes, tanto superiores como inferiores.

NO APLIQUE DEMASIADO GEL, ¡MÁS GEL NO ACELERARÁ EL PROCEDIMIENTO NI DARÁ MEJORES RESULTADOS!

D. Póngase la boquilla en la boca y muérdala suavemente para encender la luz*.

E. - **Modo Azul** para un tratamiento de 15 minutos.

- **Modo Azul y Rojo** para un tratamiento de 10 minutos.

El dispositivo blanqueador se apagará automáticamente.

F. Retire la boquilla

G. Enjuáguese la boca y la boquilla con agua.

No coma ni beba nada excepto agua durante 30 minutos después de terminar el tratamiento.

Frecuencia:

Aconsejamos dos sesiones de blanqueamiento al día hasta conseguir el resultado deseado.

Ámbito de aplicación:

Para eliminar las manchas dentales producidas por café, tabaco, colorantes alimentarios, envejecimiento y otros factores que pueden causar decoloración.

*Si experimenta sensibilidad dental después de usar el modo Rojo y Azul, pruebe el modo Azul.

Il procedimento di sbiancamento

IT

Sciacquare il calco con acqua.

A. Lavarsi i denti e sciacquare con acqua.

B. Ruotare la parte inferiore della penna sbiancante fino a vedere del gel tra le setole.

C. Applicare uniformemente il gel su entrambe le arcate dentali.

!NON APPLICARE TROPPO GEL, USARNE DI PIÙ NON ACCELERERÀ IL PROCEDIMENTO E NON PRODURRÀ MIGLIORI RISULTATI!

D. Mettere il calco in bocca e morderlo delicatamente per accendere la luce*.

E. - **Usare la modalità blue** per trattamenti di 15 minuti.

- **Usare la modalità blue & red** per trattamenti di 10 minuti.

Il dispositivo sbiancante si spegnerà automaticamente.

F. Togliere il calco

G. Sciacquare bocca e calco con acqua.

Una volta terminato il trattamento, non mangiare e non bere nulla tranne acqua per 30 minuti.

Frequenza:

Si consigliano due sedute di sbiancamento al giorno fino al raggiungimento del risultato desiderato.

Campo di applicazione:

Rimozione di macchie dentali dovute a caffè, tabacco, coloranti alimentari, invecchiamento e altri fattori che possono causare la decolorazione.

*se si avverte una certa sensibilità dentale dopo aver utilizzato la modalità blue & red, provare la modalità blue.

Procedimento de branqueamento

PT

Enxaguar o dispositivo bucal com água.

A. Escovar os dentes e enxaguar com água.

B. Rodar a parte inferior da caneta de branqueamento dentário até o gel aparecer nas cerdas.

C. Aplicar o gel uniformemente nos dentes, tanto superiores como inferiores.

NÃO APLICAR GELEM DEMASIA. UMA QUANTIDADE MAIOR DE GEL NÃO ACELERA O PROCESSO NEM POSSIBILITA MELHORES RESULTADOS!

D. Colocar o dispositivo bucal na boca e morder suavemente para acender a luz*.

E. - **Modo Azul** para um tratamento de 15 minutos.

- **Modo Azul & Vermelho** para um tratamento de 10 minutos.

O dispositivo de branqueamento desligase automaticamente.

F. Retirar o dispositivo bucal

G. Lavar a boca e o dispositivo bucal com água.

Não comer nem beber nada, exceto água, durante 30 minutos após ter terminado o tratamento.

Frequência:

Aconselham-se duas sessões de branqueamento por dia até atingir o resultado pretendido.

Âmbito de aplicação:

Para eliminação das manchas nos dentes causadas por café, tabaco, corantes alimentares, envelhecimento e outros fatores que possam causar descoloração.

*Se sentir alguma sensibilidade dentária após a utilização do modo Vermelho & Azul, experimente o modo Azul.

Aufhellungsverfahren

DE

Mundstück mit Wasser abspülen.

A. Zähne putzen und mit Wasser spülen.

B. Den unteren Teil des Bleaching-Stiftes drehen, bis Gel aus den Borsten austritt.

C. Das Gel gleichmäßig oben und unten auf die Zähne auftragen.

NICHT ZU VIEL GEL AUFTRAGEN. DURCH MEHR GEL VERKÜRZT SICH WEDER DAS VERFAHREN NOCH VERBESSERT SICH DAS ERGEBNIS!

D. Das Mundstück in den Mund setzen und sanft darauf beißen, um das Licht einzuschalten*.

E. - **Modus Blau** für eine 15-minütige Behandlung.

- **Modus Blau & Rot** für eine 10-minütige Behandlung.

Das Bleaching-Gerät schaltet sich automatisch ab.

F. Das Mundstück herausnehmen und den

G. Mund sowie das Mundstück mit Wasser spülen.

Nach Ende der Behandlung 30 Minuten lang nichts essen oder trinken, außer Wasser.

Anwendungshäufigkeit:

Wir empfehlen zwei Bleaching-Behandlungen pro Tag, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Anwendungsbereich:

Zur Entfernung von Verfärbungen durch Kaffee, Tabak, Lebensmittelfarbe, Alterserscheinungen und andere Faktoren.

* Wenn Ihre Zähne beim Modus Blau & Rot empfindlich reagieren, versuchen Sie den Modus Blau.

Procedura wybielania

PL

Przeplukać ustnik wodą.

A. Umyć zęby i spłukać wodą.

B. Przekręcić dolną część pisaka do wybielania zębów, aż żel pojawi się na włoskach.

C. Równomiernie nałożyć żel na zęby, zarówno górne, jak i dolne.

!NIE NALEŻY NAKŁADAĆ ZBYT DUŻEJ ILOŚCI ŻELU, PONIEWAŻ WIĘKSZA NIE PRZYSPIESZY TO PROCEDURY ANI NIE DA LEPSZYCH WYNIKÓW!

D. Włożyć ustnik do ust i delikatnie go przygryźć, aby włączyła się lampka*.

E. - **Tryb niebieski dla 15-minutowego zabiegu.**

- **Tryb niebiesko-czerwony dla 10-minutowego zabiegu.**

Urządzenie wybielające wyłączy się automatycznie.

F. Wyjąć ustnik.

G. Przeplukać wodą usta oraz ustnik.

Nie jeść ani nie pić niczego poza wodą przez 30 minut po zakończeniu zabiegu.

Częstotliwość:

Zaleca się wykonanie dwóch sesji wybielania dziennie, aż do osiągnięcia pożądanego rezultatu.

Zakres stosowania:

Usuwanie przebarwień zębów spowodowanych kawą, tytoniem, barwnikami spożywczymi, starzeniem się i innymi czynnikami, które mogą powodować przebarwienia.

*Jeżeli po zastosowaniu trybu niebiesko-czerwonego wystąpi nadwrażliwość zębów, należy wypróbować tryb niebieski.

	Consulter le mode d'emploi / Consult instructions for use / Consulte las instrucciones de uso / Consultare le istruzioni per l'uso / Consultar as instruções de utilização / Gebrauchsanweisung beachten / Tutvuge kasutusjuhendiga
	À utiliser jusqu'au / Use by date / Usar antes de / Data di scadenza / Utilizar antes de / Verfallsdatum / Termin przydatności
REF	Référence catalogue / Catalogue number / Número de catálogo / Numero di catalogo / Número de catálogo / Bestellnummer / Numer katalogowy
LOT	Numéro du lot / Batch code / Número de lote / Numero di lotto / Número de lote / Chargencode / Partii number
	Conserver à l'abri de la lumière / Keep away from light sources / Mantener alejado de la luz / Tenere lontano dalla luce / Manter afastado da luz / Vor Licht geschützt aufbewahren / Trzymać z dala od światła
	Limite de température / Temperature limit / Limite de temperatura / Limite di temperatura / Limite de temperatura / Temperaturgrenzwert / Limit temperatury
	Irritant / Irritant / Irritante / Irritante / Irritante / Reizend / Drażniący
	Durée d'utilisation après ouverture / Shelf life after opening / Duración de uso tras la apertura / Durata d'uso dopo l'apertura / Duração da utilização após abertura / Dauer der Verwendung nach dem Öffnen / Czas użytkowania po otwarciu
	Information de tri / Sorting information / información de clasificación / informazioni sull'ordinamento / informações de triagem / Sortierinformation / sortowanie informacji



Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
THE NETHERLANDS
+31 23 530 77 00