



**FR** **Composite de restauration photopolymérisable**

**DESCRIPTION :**

REFLECTYS Flow est un composite de restauration photopolymérisable, flow et radio-opaque.

**COMPOSITION :**

Bis-GMA - TEGDMA - UDMA - Verre de baryl - Silice - Le pourcentage au poids de la charge inorganique totale est d’env 60%.

**INDICATIONS :**

- Restaurations de classe V (caries cervicales, érosion des racines, défauts conuiformes)
- Restaurations antérieures (classes III et IV)
- Petites restaurations postérieures
- Scellement des fissures étendues des molaires et pré-molaires
- Réparation de composite / facettes céramiques
- Blocage des contre dépouilles

**CONTRE-INDICATIONS :**

REFLECTYS Flow ne doit pas être utilisé pour les patients qui développent une hypersensibilité à ce produit ou ont des antécédents d’hypersensibilité au monomère méthacrylate.

**PROTOCOLE CONSEILLÉ :**

**1. Choix de la teinte** Nettoyer les dents avec un mélange de pâte/poudre à polir et d’eau pour éliminer les tâches à la surface des dents ou la plaque externe. Avant d’isoler les dents, choisissez la teinte appropriée.
**2. Préparation de la cavité** Retirez tous les amalgames ou autres matériaux de base susceptibles d’interférer avec l’opération.
**3. Protection de la pulpe** Pour les cavités profondes, recouvrez la dentine à proximité de la pulpe avec une petite quantité d’hydroxyde de calcium polymérisable, en laissant le reste de la surface de la cavité libre pour le collage. Des matériaux de base en verre ionomère ou autres sans eugénol peuvent être utilisés.
**4. Traitement de l’émail et de la dentine** Respectez les instructions du fabricant en ce qui concerne l’etching, l’application et le séchage de l’adhésif.
**5. Répartition** Après avoir retiré l’opercule, insérez l’embout jetable sur la seringue. Avant d’appliquer la résine, assurez-vous que l’aiguille de l’embout n’est pas bouchée. Le cas échéant, retirez l’embout et expulsez une petite quantité de résine directement à partir du cône de la seringue. Éliminez tout bouchon visible dans la seringue. Placez un nouvel embout jetable et expulsez à nouveau un peu de résine. REFLECTYS Flow peut être versé dans un contenant de distribution et appliqué avec une brosse ou d’autres instruments adaptés.
**6. Placement** Placez la résine dans des incréments de niveaux 2.0 mm ou moins. Pour éviter les suintements, tirez le plongeur en arrière une fois le matériau déversé.
**7. Séchage** Exposez chaque zone de la surface à restaurer à une source lumineuse à haute intensité. Tenez l’embout de la lampe aussi près que possible du matériau de restauration pendant la durée d’exposition à la lumière. Séchez à l’aide de la lumière pendant 20 secondes avec une unité de traitement par photopolymérisation standard. (Si la tension de sortie de l’unité de traitement par photopolymérisation est inférieure à 400 mW/cm², selon les mesures d’un radiomètre, il est possible que la procédure prenne davantage de temps.)
**8. Finition** Réalisez les finitions et le polissage à l’aide des techniques conventionnelles

**CONSERVATION :**

- Ne pas conserver dans un endroit soumis à des fortes températures ou à une luminosité intense.
- A conserver dans un endroit frais
- Ne pas conserver à proximité de produits contenant de l’eugénol.
- Remettez le bouchon immédiatement après l’utilisation du produit REFLECTYS Flow.

**PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :**

**1.** A usage dentaire uniquement.
**2.** Le produit devrait être utilisé par un dentiste ou un professionnel dentaire. Respectez la procédure et les précautions d’emploi.
**3.** Maintenez le produit hors de portée des personnes qui ne l’utiliseraient pas pour des soins dentaires, y compris les enfants, les personnes âgées et autres.
**4.** Si une sensibilisation de la peau ou une allergie à l’acrylate survient, arrêtez l’utilisation.
**5.** Evitez l’exposition à une résine non séchée. En cas de contact avec la peau, nettoyez immédiatement avec du savon et de l’eau.
**6.** En cas de contact accidentel avec les yeux ou de contact prolongé avec des tissus buccaux, rincez immédiatement avec une grande quantité d’eau claire.
**7.** Si le produit est réfrigéré, laissez-le revenir à température ambiante avant utilisation.
**8.** Il est recommandé de porter des gants de protection et d’utiliser une technique « sans contact » pour l’application.
**9.** Il est fortement recommandé de porter un équipement de protection des voies respiratoires avant de commencer à utiliser le produit.
**10.** En cas de non polymérisation, vérifiez l’intensité de la luminosité de l’unité de traitement par photopolymérisation puis contactez le fournisseur le plus proche ou le fabricant directement en ce qui concerne les problèmes de qualité.
**11.** Ne pas utiliser après la date de péremption.

**EN** **Light-cured radiopaque flowable composite resin**

**DESCRIPTION :**

REFLECTYS Flow is a light-cured, radiopaque flowable restorative composite resin.

**COMPOSITION :**

Bis-GMA - TEGDMA - UDMA - Barium glass - Silica - The content of inorganic filler is ca.60% by weight.

**INDICATIONS :**

- Class V restorations (cervical caries, root erosion, wedge shaped defects)
- Anterior restorations (Class III, IV)
- Small posterior restorations
- Extended fissures sealing in molars and premolars
- Repair of composite/ceramic veneers
- Blocking out of undercuts

**CONTRA-INDICATIONS :**

REFLECTYS Flow should not be used with patients who develop hypersensitivity to it or have a history of hypersensitivity to methacrylate monomer.

**RECOMMENDED PROTOCOL :**

**1. Shade selection** Clean tooth with pumice powder/paste and water to remove surface stains or extraneous plaque. Prior to isolation of tooth, select the appropriate shade.
**2. Cavity preparation** Remove all amalgam or other base materials that interfere with operations.
**3. Pulp protection** In deep cavities cover the dentin close to the pulp with a minimum amount of calcium hydroxide liner leaving the rest of cavity surface free bonding. Glass ionomer or other eugenol-free materials may be used, if wished.
**4. Enamel and dentin treatment** Follow the manufacturer’s instructions regarding etching, priming, adhesive application and curing.
**5. Dispensing** After removing cap, insert the disposable tip onto the syringe. Before applying resin make sure that needle of tip is not plugged. If plugged, remove the tip and express a small amount of resin directly from the luer of syringe. Remove any visible plug, if present from the syringe. Replace new disposable tip and again express resin. REFLECTYS Flow may be extruded onto a dispensing container and applied with a brush or other instruments.
**6. Placement** Place resin in increments in 2.0mm levels or less. To prevent oozing, pull back on syringe plunger after dispensing procedure.
**7. Curing** Expose each area of restoration surface to a high intensity visible light source. Hold the light guide tip as close to the restorative as possible during exposure. Light cure for 20 seconds with standard light curing unit. (If light curing unit output is below 400mW/cm², as measured by a curing radiometer, more time may be needed.)
**8. Finishing** finish and polish using conventional techniques.

**STORAGE :**

- Do not store at elevated temperature or intense light.
- Keep in a cool place.
- Do not store material in proximity to eugenol containing product.
- After using REFLECTYS Flow, it should be capped immediately.

**PRECAUTIONS :**

**1.** For dental use only.
**2.** It should be used by a dentist and dental professional. Observe the procedure and the precautions.
**3.** Keep it away from a reach of non-dental user including children, senior citizens and others.
**4.** If skin sensitization or allergy to acrylate occurs, stop using resin.
**5.** Exposure to uncured resin should be avoided. If contacts skin, wash immediately with soap and water.
**6.** If accidental contact with eyes or prolonged contact with oral tissues occurs, flush immediately with a large amount of water.
**7.** If refrigerated, the material must be allowed to reach room temperature before use.
**8.** Use of protective gloves and a no-touch technique is recommended.
**9.** Protective device for the respiration tract is highly recommended before using.
**10.** In case of non-polymerization, check the light intensity of the light curing unit and then contact the nearest dealer(s) or manufacturer directly regarding the same quality matters.
**11.** Do not use after expiry date.



**ES** **Composite de resina fluido, radiopaco y de fotocurado**

**DESCRIPCIÓN:**

REFLECTYS Flow es una resina restauradora fluida, radiopaca y de fotocurado.

**COMPOSICIÓN:**

Bis-GMA - TEGDMA - UDMA - Cristales de bario - Silica - El contenido por peso del relleno inorgánico es aproximadamente del 60%

**INDICACIONES:**

- Restauraciones de la clase V (caries cervicales, erosión de la raíz, defectos en forma de cuña).
- Restauraciones anteriores (clases III y IV)
- Pequeñas restauraciones de la posteriores
- Fisuras grandes que conservan los molares y premolares
- Reparación de composite o carillas cerámicas
- Bloqueo de las cavidades socavadas.

**CONTRAINDICACIONES:**

REFLECTYS Flow ne debe usarse en pacientes que presenten hipersensibilidad al producto o que tengan un historial de hipersensibilidad al monómero de metacrilato.

**PROTOCOLO RECOMENDADO:**

**1. Selección** de la tonalidad Limpie el diente con polvo o pasta de piedra pómez y agua para eliminar las manchas de la superficie o la placa externa. Antes de aislar el dente, seleccione la tonalidad adecuada.
**2. Preparación de la cavidad** Retire la amalgama u otro material común que obstaculice la operación.
**3. Protección de la pulpa** En las cavidades profundas, cubra la dentina que se encuentra cerca de la pula con una cantidad mínima de revestimiento de hidróxido de calcio y deje libre el resto de la superficie de la cavidad para llevar a cabo la fijación. Si lo desea, puede usar ionómero de vidrio u otros materiales comunes que no contengan eugenol.
**4. Tratamiento del esmalte y de la dentina** Siga las instrucciones del fabricante en lo que respecta al grabado, la preparación la aplicación del adhesivo y la cura.
**5. Administración** después de retirar la tapa, inserte la cánula desechable en la jeringa. Antes de aplicar la resina, asegúrese de que la cánula de la aguja no esta tapada. Si lo está, retire la tape y expulsar una pequeña cantidad de resina directamente de la jeringa tipo luer. Retire cualquier tapa visible de la jeringa. Sustituya por une nueva cánula desechable y vuelva a expulsar resina. REFLECTYS Flow debe extruirse en un recipiente y aplicarse con un cepillo u otros instrumentos.
**6. Colocación** Coloque la resina por incrementos de niveles de 2,0mm o menos. Para evitar el sangrando, retire el embolo de la jeringa después de administrar el producto.
**7. Curado** Exponga cada área de la superficie de restauración a une fuente de luz visible de alta intensidad. Durante la exposición a la luz, mantenga la punta de a guía de luz lo más cerca posible del restaurador. Realice el fotocurado durante 20 segundos con una unidad de fotocurado estándar. (Si el rendimiento de la unidad de fotocurado está por debajo de 400mW/cm², según la medida de un radiómetro de curado, podrá necesitarse más tiempo.)
**8. Acabado** Termine y raice la limpieza empleando técnicas convencionales.

**CONSERVACIÓN:**

- No lo almacene a una temperatura elevada o bajo una luz intensa.
- Mantenga el material en un lugar fresco.
- Mantenga el material alejado de productos que contengan eugenol.
- Después de usar REFLECTYS Flow, deberá tapparlo inmediatamente.

**PRECAUCIONES:**

**1.** Exclusivamente para uso dental.
**2.** Deberá usarlo un dentista o un profesional de la odontología. Respete el procedimiento y las precauciones.
**3.** Manténgalo fuera del alcance de personas que no pertenezcan al ámbito odontológico, incluidos los niños, ancianos y otros.
**4.** Si existe sensibilidad dérmica o alergia al acrilato, deje de usarlo.
**5.** Debe evitarse la exposición a la resina no curada. Si entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.
**6.** Si accidentalmente entra en contacto con los ojos o se produce un contacto prolongado con tejidos orales, lávese inmediatamente con una gran cantidad de agua.
**7.** Si lo mantiene refrigerado, deberá dejar que el material alcance la temperatura ambiente antes de usarlo.
**8.** Se recomienda usar guantes y emplear una técnica sin contacto.
**9.** Es muy recomendable utilizar un mecanismo de protección del tracto respiratorio antes de usar.
**10.** En el caso de que no haya polimerización, compruebe la intensidad de la unidad de fotocurado y luego póngase en contacto directamente con el distribuidor o fabricante más cercano informando de estos problemas de calidad.
**11.** No lo use después de la fecha de caducidad.



**PT** **Resina composta fluida fotopolimizável radiopaca**

**DESCRIÇÃO:**

REFLECTYS Flow é uma resina fluida fotopolierizavel radiopaca indicada npara restaurações.

**COMPOSIÇÃO:**

Bis-GMA - TEGDMA - UDMA - Bário - Silica - O conteúdo do preenchimento inorgânico é de ca.60% per peso

**INDICAÇÕES:**

- Restaurações de classe V (cáries cervicais, erosão de raiz, defeitos devido à abrasão do esmalte)
- Restaurações anteriores (classe III, IV)
- Pequenas restaurações posteriores
- Selamento de fissuras desgastadas nos malores e pré-molares
- Reparação de compósito e de coroas de cerâmica
- Eliminar retenções

**CONTRAINDICAÇÕES:**

O REFLECTYS Flow não deve ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade ao produto ou com histórico de hipersensibilidade ao monómero de metacrilato .

**PROTOCOLO RECOMENDADO:**

**1. Seleção** da cor Limpe o dente com pó/pasta de pedra-pomes e água para remover manchas de superfície ou a placa bacteriana. Antes do isolamento do dente, selecione a cor apropriada.
**2. Preparação da cavidade** Remover a amálgama ou qualquer outro material que interfira com a preparação.
**3. Proteção da polpa** Em cavidades profundas, cubra a dentina próxima à polpa com uma fina camada de hidróxido de cálcio deixando o restante da cavidade livre para adesão do produto. Se assim o desejar, pode utilizar ionómero de vidro ou outro material sem eugenol.
**4. Tratamento da dentina e do esmalte** Siga as instruções do fabricante em relação ao acondicionamento da prepação com ácido, à aplicação do adesivo e fotopolimerização.
**5. Aplicação** Após remover a tampa, insira a ponta descartável na seringa. Antes de aplicar a resina, certifique-se de que a ponta da agulha não está obstruída. Se estiver,remova a agulha e coloque uma pequena quantidade de resina diretamente na seringa. Remova qualquer obstrução presente na seringa. Recoloque

uma nova ponta descartável e aplique a resina novamente. O REFLECTYS Flow pode ser colocado num recipiente dispensador e aplicado com uma espátula ou outro instrumento.
**6. Colocação** Coloque a resina com camadas de 2,0mm ou menos. Para evitar a infiltração, puxe para trás o êmbolo da seringa após o procedimento de aplicação.
**7. Fotopolimerização** Exponha cada área da superfície da restauração a uma fonte visível de luz de alta intensidade. Segure a ponta guia da luz o mais perto possível da restauração durante a exposição. Fotopolimerize durante 20 segundos com uma unidade padrão de luz de cura (quando medido por um radiômetro de cura, se a potência de eüissão do aparelho de fotopolimerização for inferior à 400mW/cm² poderá ser necessário mais tempo.)
**8. Acabamento** Faça o acabamento e polimento usando as técnicas convencionais.

**ARMAZENAMENTO:**

- Não armazene em temperaturas elevadas ou luz intensa.
- Armazene em local fresco.
- Não armazene material próximo de produtos que contenham eugenol.
- Após a utilização, o REFLECTYS Flow deve ser fechada imediatamente.

**PRECAUÇÕES:**

**1.** Exclusivamente para uso odontológico.
**2.** Deve ser utilizado por um dentista ou um profissional de odontologia. Atenção aos procedimentos e precauções.
**3.** Mantenha longe do alcance de pessoas que não sejam profissionais de odontologia, incluindo crianças, idosos e outros.
**4.** Se houver sensibilização da pele, alergia a acrilato, interrompa o uso da resina.
**5.** Exposição à resina não fotopolimerizada deve ser evitada. Se houver contacto com a pele, lave imediatamente com água e sabão.
**6.** Se houver contacto acidental com os olhos ou contacto prolongado com o tecido oral, lave imediatamente com grande quantidade de água.
**7.** Se refrigerado, o material deve alcançar a temperatura ambiente antes do uso.
**8.** É recomendado a utilização de luvas protetoras e técnica de não-manipulação direta.
**9.** Dispositivo protetor para o trato respiratório é altamente recomendado antes do uso.
**10.** No caso de não-polimerização, verifique a intensidade da luz do aparelho fotopolimerizador e entre em contacto com o revendedor mais próximo ou fabricante diretamente de acordo com questões de qualidade.
**11.** Não utilize após ultrapassar o prazo de validade.



**DE** **Lichtgehärteter, röntgendichter, fließfähiger Verbundharz.**

**BESCHREIBUNG:**

REFLECTYS Flow ist ein lichthärtender, röntgendichter, fließfähiger, Füllungsharz.

**ZUSAMMENSETZUNG:**

Bis-GMA - TEGDMA - UDMA - Bariumglas - Silika - Der Gehalt an anorganischem Füllstoff beträgt ca. 60 Gew.%

**INDIKATIONEN:**

- Restaurierungen der Klasse V (Zahnhalskaries, Wurzelerosion keilförmige Defekte)
- Frontzahnrestaurationen (Klasse III, IV)
- Kleine Seitenzahnrestaurationen
- Versiegelung ausgedehnter Fissuren an Molaren und Premolaren
- Reparatur von Composite/Keramik Veneers
- Ausblicken von Unterschnitten

**KONTRAINDIKATIONEN:**

REFLECTYS Flow sollte nicht bei Patienten mit Überempfindlichkeit oder bei denen sich eine Überempfindlichkeit gegen Methacrylat-Monomer entwickelt hat, verwendet werden.

**EMPFOHLENES VERFAHREN:**

**1. Farbauswahl** Zähne mit Reinigungspaste und Wasser säubern, um oberflächliche Flecken und Plaque zu entfernen. Vor der Isolierung des Zahns ist die richtige Farbe zu wählen.
**2. Kavitätenpräparation** Amalgam oder andere Basismaterialien, die sich auf die Behandlung auswirken könnten, entfernen.
**3. Pulpenschutz** In tiefen Kavitäten das Dentin in der Nähe der Pulpa mit einer Mindestmenge an Kalziumhydroxid-Liner abdecken; die übrigen Flächen der Kavität zum Kleben verwenden. Falls gewünscht, können Glas-Ionomer oder andere eugenolfreie Basismaterialien verwendet werden.
**4. Behandlung des Zahnschmelzes und des Dentins** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers im Bezug auf Ätzung, Primer, Adhäsiv, und Härtung.
**5. Einfüllen** Nach dem Entfernen der Kappe, die Wegwerfspitze auf die Spritze setzen. Vor dem Auftragen des Harzes sicherstellen, dass die Nadel der Spitze nicht verstopft ist. Falls die Nadel verstopft ist, Spitze entfernen und eine kleine Menge Harz direkt aus dem Luer-Ausschluss der Spritze drücken. Sichtbare Verschlüsse (falls vorhanden) von der Spritze entfernen. Eine neue Wegwerfspitze aufsetzen und erneut Harz ausdrücken. REFLECTYS Flow kann in einen Dosierbehälter gedrückt und dann mit einer Bürste oder einem anderen Instrument aufgetragen werden.
**6. Platzierung** Das Harz in Inkrementen von 2,0mm Dicke oder weniger auftragen. Um ein Herausquellen zu verhindern, ziehen Sie den Spritzenkolben nach dem Auftragen zurück.
**7. Härten** Lassen Sie jeden mit Füllungsmaterial behandelten Bereich an einer sichtbaren Lichtquelle aushärten. Halten Sie die Lichtleiterspitze möglichst nah an das Füllungsmaterial. Lichtaushärtung 20 Sekunden mit einem standardmäßigen Lichtaushärtungsgerät (wenn die Ausgangsleistung des Lichtaushärtungsgeräts unter 400mW/cm² liegt - gemessen mit einem Aushärtungsradiometer - ist mehr Zeit erforderlich).
**8. Finish** Fertigstellen und Polieren mit konventionellen Techniken.

**AUFBEWAHRUNG:**

- Nicht bei höheren Temperaturen oder starkem Lichteinfall lagern.
- An einem kühlen Platz aufbewahren.
- Das Material nicht in der Nähe von eugenolhaltigen Produkten aufbewahren.
- Nach der Verwendung von REFLECTYS Flow sollte das Material sofort verschlossen warden.

**VORSICHTSMASSNAHMEN:**

**1.** Nur für den zahnärztlichen Gebrauch.
**2.** Darf nur von einem Dentisten oder Zahnarzt verwendet werden. Beachten Sie das Verfahren und die Vorsichtsmaßnahmen.
**3.** Außerhalb der Reichweite von nicht-dentalen Benutzern, Kindern, Senioren u. a. aufbewahren.
**4.** Bei Auftreten von Hautempfindlichkeiten oder Acrylatalergien darf das Material nicht mehr verwendet werden.
**5.** Der Kontakt mit nicht ausgehärtetem Harz muss vermieden werden. Bei Kontakt mit der Haut, die Stelle sofort mit Seife und Wasser reinigen.
**6.** Bei zufälligem Kontakt mit den Augen oder längerem Kontakt mit der Mundschleimhaut, sofort mit reichlich Wasser spülen.
**7.** Wenn das Material im Kühlschrank aufbewahrt wurde, muss es vor Gebrauch Zimmertemperatur erreicht haben.
**8.** Die Verwendung von Schutzhandschuhen und der Einsatz einer berührungsfreien Technik werden empfohlen.
**9.** Vor dem Gebrauch wird die Anwendung eines Atemtraktuschutzgeräts empfohlen.
**10.** Im Fall einer Nicht-Polymerisation prüfen Sie die Lichtintensität des Licht härtegeräts und kontaktieren Sie anschließend den nächsten Händler oder Hersteller in dieser Angelegenheit.
**11.** Nicht nach dem Ablaufdatum verwenden.



**IT** **Resina fluida composita radiopaca fotopolimerizzata**

**DESCRIZIONE:**

REFLECTYS Flow è una resina di restauro fluida radiopaca fotopolimerizzata.

**COMPOSIZIONE:**

Bis-GMA - TEGDMA - UDMA - Vetro di bario - Silice - Il contenuto dello stucco inorganico è circa il 60%del peso
**INDICAZIONI:**

- Restauri classe V (carie cervicali, erosione radicolare, difetti cuneiformi)
- Restauri anteriori (classe III, IV)
- Piccoli restauri posteriori
- Sigillo di fessure estese in molari e premolari
- Riparazione di composito / facette in ceramica
- Riempimento dei sottoquadri

**CONTRAINDICACIONES:**

Non utilizzare REFLECTYS Flow in pazienti che svilippano ipersensibilità alla sostanza o con storia di ipersensibilità al monomero metacrilato.

**PROTOCOLO CONSIGLIATO:**

**1. Selezione della forma** Pulire il dente con polvere o pasta di pietra pomice e lavare con acqua per rimuovere le macchie superficiali o le placche esterne. Prima di isolare il dente, selezionare la forman adatta.
**2. Preparazione della cavità** Rimuovere tutta l’amalgama o gli altri materiali di base che interferiscono con le operazioni.
**3. Protezione della polpa** In caso di cavità profonda, coprire la dentina vicina alla polpa con una quantità minima di idrossido do alcio lasciando libera la superficie restante della cavità per consentire il bonding. Se lo si desidera, è possibile utilizzare vetro-ionomero o altri materiali senza eugenolo.
**4. Trattamento dello smalto e della dentina** Seguire le istruzioni del produttore relative alla mordenzazione, al priming, all’applicatione dell’adhesivo e alla polimerizzazione.
**5. Erogazione** Dopo aver rimosso il cappuccio, inserire la puntabmonouso sulla siringa. Prima di applicare la resina, assicurarsi che non sia inserito l’ago della punta. Se inserito, rimuovere la punta e spremere una piccola quantità di resina direttamente dal raccordo luer della siringa. Se presenti, rimuovere tutti i tappi visibili dalla siringa. Reinserire una nuova punta monouso e spremere nuovamente la resina. REFLECTYS Flow può essere estruso su un erogatore e applicato con una spazzola o altri strumenti.
**6. Posizionamente** Posizionare la resina in strati di massimi 2.0mm. onde evitare fuoriuscite, ritrarre lo stantuffo della siringa dopo l’erogazione.
**7. Polimerizzazione** Esporro tutte le aree della superficie di restauro a una fonte di luce visibile ad alta intensità. Durante l’esposizione, tenere la punta della guida luce più vicina possibile al materiale di restauro. Fotopolimerizzare per 20 secondi con un’unità fotopolimerizzante standard ‘se, da una misurazione effettuata con un radiometro di polimerizzazione, la potenza dell’unità fotopolimerizzante risulta inferior a 400mW/cm², l’operazione potrebbe richiedere più tempo).
**8. Finitura** Eseguire la finitura e la lucidatura ricorrendo alle tecniche convenzionali.

**CONSERVAZIONE:**

- Non conservare a temperature elevate o a luce intensa.
- Conservare in un luogo fresco.
- Non conservare il materiale in prossimità di prodotti contenenti eugenolo.
- Chiudere REFLECTYS Flow subito dopo l’uso.

**PRECAUZIONI:**

**1.** Solo per uso dentale.
**2.** Può essere utilizzato solo da dentisti e specialisti in odontoiatria. Seguire la procedura e rispettare le precauzioni.
**3.** Tenere lontano dalla portata di utilizzatori che non necessitano cure odontoiatriche, tra cui bambini, anziani, ecc.
**4.** Interrompere l’utilizzo in caso di sensibilizzazione cutanea o allergia all’acrilato.
**5.** Evitare l’esposizione alla resina non polimerizzata. In caso di contatto con la pelle,

**AR** راتين مركبة قابلة للتدفق، ظليلة للأشعة ومعالجة بالضوء

الوصف

بالضوء.

التركيب

بيسفينول-ا جلايسيدول ميثيل اكريلات (Bis-GMA)

ثلاثي ايثانيلين جليكول ثنائي ميثيل اكريلات (TEGDMA)

يورينان ثنائي ميثيل اكريلات (UDMA)

زجاج البوريل (Verre de baryl)

سيلিকা (Silica)

محتوى مادة الحشو غير العضوية هو 60% من الوزن.

دواعي الاستعمال

ترميمات الفئة الخامسة (تسوس عرق الأسنان، تآكل الجذور، الحبوب وتدية الشكل)

الترميمات الامامية (الفئة الثالثة والرابعة)

الترميمات الخلفية الصغيرة

الثقوب الممتدة المنغلقة في الضروس والضواحك

اصلاح الكسوة السنية المصنوعة من الخزف أو الراتين

سد الفجوات تحت اللثة

موانع الاستخدام

لا ينبغي استخدام راتين REFLECTYS Flow مع المرضى الذين تشكل لهم حساسية مفرطة أو لديهم تاريخ في الحساسية لمونومر الميثيل اكريلات بشكل كبير.

الإجراء الموصى به

انتقاء ظل اللون ونظف الأسنان باستخدام مسحوق/معجون الحفان والماء لإزالة البقع السطحية أو اللويحات الخديلة قبل عزل الأسنان، حدد ظل اللون المناسب.

تحضير التجويف
قم بإزالة كل الملغف أو المواد الأساسية الأخرى التي تتداخل مع العمليات.

وقاية اللب في الفجوات المعيقة، قم بتغطية عجان السلب بالقرب من اللب بأقل كمية من بطانة هيروكسيد الكلسيوم تاركًا بقايا سطح الفجوة دون وضع المادة الرابطة. يمكن استخدام أيونومر الزجاج أو أي مواد أخرى خالية من الأوجينول، إذا رغبت في ذلك.

معالجة المينا والعاج
اتبع تعليمات الجهة المصنّعة بشأن الحفر و التحضير و وضع اللاصق والمعالجة.

تطبيق الحشوة
بعد إزالة العطاء، قم بتثبيت الطرف وحيد الاستعمال على المحقن. قبل التطبيق، تأكد أن إبرة الطرف غير مسدودة. فإذا كانت مسدودة، قم بإزالة الطرف وادفع كمية صغيرة من الحشوة لتفخر مجباشة من طرف المحقن الملولب. قم بإزالة أية سدادات أو عوائق واضحت، إن وجدت، من المحقن. ضع طرفًا آخر جديدًا، وحيد الاستعمال، ثم اادفع الحشوة مرة أخرى. قد تتبقي أو تُتلف الراتين REFLECTYS Flow القليلة للتدفق على حاوية توزيع وعندها يمكن تطبيقها بواسطة فرشاة أو أية أدوات أخرى.

وضع الراتين
ضع الراتين على مستويات بزيادة 0.2مم أو أقل بينها لمنع النزّ، اسحب مكبس المحقن للخلف بعد الانتهاء من التطبيق . المُعالجة عرض كل منطقة من سطح الترميم لمصدر ضوء مرئي عالي الكثافة. حافظ على توجيه الضوء على توجيه الضوء على مقربة من سطح الترميم قدر الإمكان أثناء التعرض. استمر في المُعالجة بالضوء لمدة 02 ثنائية بواسطة وحدة معالجة الضوء القياسية (إذا كان إصدار وحدة المُعالجة بالضوء أقل من 004 ملليواط/سم²، وفقًا لما هو مُقاس بواسطة مقياس إشعاع المُعالجة، فقد تكون هناك حاجة للمزيد من الوقت.)

الإنهاء بعد الإنهاء
قم بمعالجة المصلل وإزالة الشوائب والتمتع باستخدام التقنيات التقليدية.

التخزين

لا تُخزّن في درجة حرارة مرتفعة أو ضوء شديد.

تُحفظ في مكان بارد.

تجنب تخزين المادة بالقرب من المنتجات المحتوية على الأوجينول.

بعد استخدام راتين REFLECTYS Flow، يجب تغطيتها على الفور.

**احتياطات**

- لا استخدام في معالجة الأسنان فقط
- لا يجوز استخدامها إلا بواسطة طبيب أسنان وأخصائي أسنان. يجب مراعاة الالتزام بخطوات الإجراء والاحتياطات.
- تُحفظ بعيدًا عن متناول الأشخاص الآخرين، غير المتخصصين، بما في ذلك الأطفال وكبار السن وغيرهم.
- عند حدوث حساسية جلدية أو حساسية من الأكريلات، توقف عن استخدام الراتين.
- ينبغي تجنب التعرض للراتين غير المُعالجة في حالة ملامسة الجلد، اغسله فورًا بالماء والصابون.
- في حالة ملامسة العينين دون قصد، أو ملامسة أنسجة الفم لفترة طويلة، قم بفشطها. على الفور بكمية كبيرة من الماء.
- في حالة التوريد، يجب ترك المادة حتى تصل لدرجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.
- ينصح باستخدام الفزازات الواقية وتقنية عدم الممس.
- ينصح بشدة ارتداء قناع واق للجهاز التنفسي قبل الاستخدام.
- في حالة عدم تحقق البلمرة، تحقق من شدة الضوء المنبعث من وحدة المُعالجة بالضوء ثم اتصل بالقرب موزع (وكيل) أو بالجهة المُصنّعة مباشرة فيما يتعلق بنفس مسائل الجودة.
- تجنب الاستخدام بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

**REFLECTYS Flow**  
FLOWABLE UNIVERSAL COMPOSITE

**ZH** 光固化不透明射线的流质复合树脂

**描述** :

REFLECTYS Flow是一种光固化、不透明射线的流质修复复合树脂。

**成分** :

Bis-GMA -TEGDMA-UDMA-钨玻璃-二氧化硅-无机填料的重量约为60%。

**适应用途** :

-V类洞修复（牙颈部窝洞、牙根侵蚀、楔状缺损）

-前牙修复（III类、IV类洞）

-小型后牙修复

-磨牙和前磨牙中延伸裂缝的密封

-复合物/陶瓷贴面的修复

-阻止咬边

**禁忌** :

REFLECTYS Flow不适用于对其产生超敏反应或对甲基丙烯酸酯单体有超敏反应史的患者。

**推荐步骤** :

1. 牙色选择
用浮石粉/膏和水清洁牙齿，以去除表面牙渍或多余的牙菌斑。隔离牙齿前，请选择合适的牙色。
2. 窝洞制备
去除所有会有干扰操作的汞合金或其他基础材料。
3. 牙髓保护
在深度窝洞中，用少量氢氧化钙垫底剂覆盖牙髓附近的牙本质，使窝洞的其余表面自由粘接。如果需要，可以使用玻璃离子体或其他无丁香酚的材料。
4. 牙釉质和牙本质处理
按照制造商的说明进行酸蚀、底涂、添加粘合剂和固化。
5. 挤出移除盖子后，将一次性针头插入注射器中。加入树脂前，请确保针头尖端盖子已经移除。否则，请先移除针头盖，然后直接从注射器的接头挤出少量树脂。移除注射器上任何可见的塞子（如有）。替换新的一次性针头，并再次挤出树脂。可将REFLECTYS Flow挤出到分配容器中，并用刷子或其他工具涂抹。
6. 安置
以2.0mm或更小的水平增量放置树脂。为防止渗出，请在挤出步骤后向后拉回注射器柱塞。
7. 固化
将修复表面的每个区域暴露于高强度可见光源。暴露期间，将导光管的尖端尽可能靠近修复材料。使用标准光固化装置，光固化20秒。（如果通过固化辐射计测量，光固化装置的输出低于400mW/cm²，则可能需要更多时间。）
8. 磨光
使用常规技术进行磨光和抛光。

**贮存** :

1. 请勿贮存于高温或强光下。

2. 请存放在阴凉处。

3. 请勿将材料贮存于含有丁香酚的产品附近。

4. 使用REFLECTYS Flow后，应立即加盖。

**注意事项** :

1. 仅用于牙科。
2. 应由牙医和牙科专业人员使用。请遵守步骤和注意事项。
3. 请放在儿童、老年人和其他非牙科使用者无法触及的地方。
4. 如出现皮肤过敏或对丙烯酸酯过敏，请停止使用树脂。
5. 应避免暴露于未固化的树脂。如接触到皮肤，请立即用肥皂和水清洗。
6. 如意外接触眼睛或长时间接触口腔组织，请立即用大量水冲洗。
7. 如已冷藏，必须在使用前让材料达到室温。
8. 建议使用防护手套和非接触式技术。
9. 强烈建议在使用前为呼吸道提供保护装置。
10. 如果未聚合，请检查光固化装置的光强度，然后就相关的质量问题直接联系最近的经销商或制造商。
11. 请勿在有效期后使用。

**UK** Світлотвердiючий, рентгеноконтрастний, плинний композит

**ОПИС**:

REFLECTYS Flow є світлотвердiючим, рентгеноконтрастним i плинним реставрацiйним композитом.

**СКЛАД**:

Бiс-ГМА - Триетиленглицольдиметакрилат - Уретандиметакрилат - Бериллиева керамiка - Кварцева керамiка - Вмiст неорганiчного наповнювача за вагою становить приблизно 60%.

**ПОКАЗАННЯ**:

- Реставрацiя V класу (пришийковий карiес, ерозiя кореня, клиноподiбнi дефекти)
- Реставрацiя фронтальних зубiв (III та IV класiв)

- Невеликi реставрацiя жувальних зубiв

- Герметизацiя великих фiсур у премолярах i молярах

- Вiдновлення композита та керамiчного облицьовування

- Блокування пiднутрень

**ПРОТИПОКАЗАННЯ**:

REFLECTYS Flow не слiд використовувати для лiкування пацiєнтiв, в яких розвивається пiдвищена чутливiсть до цього композита, та пацiєнтiв, в анамнезi яких зазначена пiдвищена чутливiсть до метакрилатних мономерiв.

**РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПРОТОКОЛ**:

1. Вибiр вiдтiнку. Почистiть зуби пастою, яка мiстить порошок пемзи, та водою, щоб видалити поверхневу пiгментацiю або зовнiшнiй налiт. Перед тим, як iзолювати зуб, виберiть вiдповiднiй вiдтiнок.
2. Препарування порожнини. Видалiть усю амальгаму та iншi прокладковi матерiали, якi заважатимуть у процесi роботи.
3. Захист пульпи. У глибоких порожнинних покритте дiлянку дентину, яка знаходиться близько до пульпи, мiнiмальною кiлькiстю лайнера з гiдроксиду кальцю, та залиште решту поверхнi порожнини непокритою – для адгезивної фiксацiї. За бажанням можна використовувати склоiономер або iншi безвезгенольнi матерiали.
4. Оброблення емалi та дентину. Необiдно виконувати травлення та праймування, наносити адгезив та засвiчувати його вiдповiдно до iнструкцiй виробника.
5. Видалювання. Пiсля того, як зiмeтьте ковпачок, зафiксуйте на шприцi одноразову канюлю. Перед нанесенням композита переконайтеся в тому, що кiнчик канюлi незакупорений. У разi закупорки знiмiть канюлю i видавить невелику кiлькiсть композита iз самого шприца. Видалiть всi види мi згустки, якi закупорюють шприц, якщо такi є. Встановiть нову одноразову канюлю i знову видавить композит. REFLECTYS Flow можна видавити в контейнер-дозатор i наносити пензлем або iншими iнструментами.
6. Нанесення. Наносiть композит шарами товщиною 2,0 мм або менше. Щоб пiсля видавлювання композит не витiкав з шприца, трохи вiдтягнiть поршень.
7. Засвiчування. Обробiть усi дiлянки реставрацiї джерелом видимого свiтла пiдвищеної iнтенсивностi. Пiд час засвiчування тримайте наконечник свiтловода якомога ближче до реставрацiйного матерiалу. Засвiчуйте стандартноу полiмеризацiйноу лампою протягом 20 секунд. (Якщо вiдповiдно до показань радiометра потужнiсть полiмеризацiйної лампи є нижчою за 400 мВт/см², полiмеризацiя може зайняти бiльше часу.)
8. Фiнiшна обробка. Виконайте фiнiшну обробку та вiдполiруйте зуб у традицiйних технiках.

**УМОВИ ЗБЕРiГАННЯ**:

- Не зберiгайте в умовах пiдвищеної температури та пiд впливом iнтенсивного свiтла.
- Зберiгайте у прохолодному мiсцi.
- Не зберiгайте безпосередньо поруч iз матерiалами, якi мiстять евгенол.
- Вiдразу пiсля застосування REFLECTYS Flow шприц необiдно закрити ковпачком.

**ЗАПОБIЖНI ЗАХОДИ**:

1. Застосовується тiльки у галузi стоматологiї.
2. Композитом повинен користуватися тiльки стоматолог або працiвник стоматологiчного кабiнету. Дотримуйтеся порядку дiй та вживайте запобiжних заходiв.
3. Зберiгайте композит у мiсцi, недоступному для осiб, якi не є спецiалiстами у галузi стоматологiї, зокрема дiтей, людей похилого вiку тощо.
4. У разi проявлення шкiряної чутливостi або алергiї на акрилат припинiть використання композита.
5. Необiдно уникати контакту з незасвiченим композитом. У разi потраплення на шкiру негайно промийте вiдповiдну дiлянку милом з водою.
6. У разi випадкового потраплення композита в очi або тривалого контакту з тканинами ротової порожнини негайно промийте вiдповiдну дiлянку великою кiлькiстю води.
7. Якщо композит зберiгався в умовах низької температури, залиште та не застосовуйте його, доки вiн не нагрiється до кiмнатної температури.
8. Рекомендується надгати захиснi рукавички та застосовувати технiки роботи, якi не передбачають прямого контакту.
9. Перед застосуванням композита наполегливо рекомендується надягнути засiб захисту дихальних шляхiв.
10. Якщо композит не полiмеризується, перевiрте iнтенсивнiсть свiтла полiмеризацiйної лампи, а потiм звернiться до найблiжчого(их) дилера(в) або безпосередньо до виробника з цим питанням стосовно якостi.
11. Не використовуйте композит пiсля закінчення терміну придатності.

**RU** Светоотверждаемая рентгеноконтрастная жидкая композитная смола
**ОПИСАНИЕ**:

REFLECTYS Flow в жидкой форме представляет собой светоотверждаемую рентгеноконтрастную жидкую композитную смолу.

**СОСТАВ**:

Бис ГМА - Триэтиленглицоль диметакрилат - Уретандиметакрилат - Бериллиевая керамика - Кварцевая керамика - Содержание неорганического наполнителя составляет примерно 60% по весу.)

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**:

- Реставрации V класса (пришеечный кариес, эрозия зуба, клиновидные дефекты)

- Реставрации передних зубов (классы III, IV)

- Незначительные реставрации задних зубов

- Расширенная герметизация фиссур в премолярах и молярах

- Восстановление композитных / керамических виниров

- Блокировка поднутрений

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**:

REFLECTYS Flow В ЖИДКОЙ ФОРМЕ не рекомендуется использовать у пациентов с развившейся гиперчувствительностью к данному препарату или у пациентов, имеющих гиперчувствительность к метакрилату в анамнезе.

**РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ**

1. Выбор оттенка
Почистите зубы порошком пемзы / пастой и промойте зубы водой, чтобы удалить пигментацию поверхности или налет. Выберите подходящий оттенок до изоляции обрабатываемого зуба.
2. Препарирование полости
Удалите все зубные амальгамы или иные основные вещества, которые мешают в процессе работы.
3. Защита пульпы
В глубоких полостях покройте участки дентина, близкие к пульпе, лайнером с минимальным количеством гидроокиси кальция, не затрагивая остальную часть поверхности полости адгезивом. При необходимости допустимо использование стеклоиомера или иных материалов, не содержащих эвгенол.
4. Лечение эмали и дентина
Соблюдайте указания производителя в отношении травления, прайминга, нанесения адгезива и его застывания.
5. Дозировка
После снятия колпачка вставьте одноразовый наконечник в шприц. Перед применением композитной смолы необходимо убедиться, что кончик иглы не закупорен. В случае закупорки снимите наконечник и удалите небольшое количество смолы прямо из присоединительного конуса шприца. Необходимо удалить все видимые закупорки в шприце, если такие имеются. Установите новый одноразовый наконечник и снова выдавите смолу. REFLECTYS Flow в жидкой форме можно выдавить в контейнер-дозатор и наносить при помощи кисти или иных инструментов.
6. Размещение
Разместите композитную смолу на расстоянии 2,0 мм или менее. Во избежание вытекания после проведения дозирования необходимо оттянуть поршень шприца.
7. Затвердевание
Подвергнуть облучению каждую зону поверхности реставрации при помощи источника видимого света повышенной яркости. При облучении удерживайте наконечник световода как можно ближе к зоне реставрации. Проводите полимеризацию в течение 20 секунд при помощи стандартного фотополимеризатора. (Если мощность фотополимеризатора не превышает 400 мВт / см² в соответствии с показаниями дозиметра, то полимеризация займет больше времени.)
8. Финишная обработка
Обработайте и отполируйте зуб при помощи обычных средств.

**СПОСОБ ХРАНЕНИЯ**:

- Запрещается хранить при повышенной температуре или под воздействием интенсивного света.
- Хранить в прохладном месте.
- Запрещается хранить материал в непосредственной близости от эвгенолосодержащих продуктов.
- Необходимо закрыть упаковку REFLECTYS Flow в жидкой форме сразу после его применения.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**:

1. Только для стоматологического применения
2. Материал должен использоваться только профессиональными стоматологами. Необходимо соблюдать стандартные процедуры и меры предосторожности.
3. Хранить в месте, недоступном для неспециалистов, в частности, детей, лиц пожилого возраста и иных.
4. Рекомендуется прекратить использование смолы при возникновении повышенной чувствительности кожи или аллергии на акрилат.
5. Необходимо избегать контакта с незатвердевшей смолой. При контакте с кожей необходимо немедленно промыть это место водой с мылом.
6. При случайном попадании в глаза или продолжительном контакте со слизистой оболочкой ротовой полости необходимо немедленно обильно промыть это место водой.
7. При работе с замороженным материалом перед применением его необходимо разогреть до комнатной температуры.
8. Рекомендуется надевать защитные перчатки и применять методы не предусматривающие прямого контакта.
9. Перед использованием смолы настоятельно рекомендуется использовать средства защиты для предохранения дыхательных путей.
10. В случае отсутствия полимеризации необходимо проверить интенсивность освещения в фотополимеризаторе, а затем обратиться к ближайшему (-им) местному (-ым) дилеру (-ам) напрямую с подобным вопросом.
11. Запрещается использовать материал после истечения срока годности.

lavare immediatamente con acqua e sapone.
**6.** In caso di contatto accidentale con gli occhi o di contatto prolungato con i tessuti orali, sciacquare immediatamente con abbondante acqua.
**7.** Se refrigerato, aspettare che il materiale raggiunga la temperatura ambiente prima di utilizzarlo.
**8.** Si consiglia l’uso di guanti protettivi e di tecniche senza contatto.
**9.** Si consiglia di indossare un dispositivo di protezione per l’apparato respiratorio prima dell’utilizzo.
**10.** In caso di non polimerizzazione, controllare l’intensità della luce dell’unità ftopolimerizzante e contattare direttamente il fornitore o produttore più vicino responsabile delle questioni relative alla qualità.
**11.** Non utilizzare dopo la dat di scadenza

**SV** Flytbart ljushärdande och röntgentätt kompositmaterial.

**BESKRIVNING**:

REFLECTYS Flow är ett flytbart, ljushärdande, röntgentätt fyllnadsmaterial av komposittyp.

**BESTÅNDSDELAR**:

Bis-GMA - TEGDMA - UDMA - Bariumglas - Kisel - Innehållet av organisk fyllning är ca 60 vikt %.

**INDIKATIONER**:

- Tandfyllning enligt Klass V (cervixkaries, roterosion, kilformade defekter)

- Främre fyllningar (Klass III, IV)

- Små bakre fyllningar

- Tätning av större sprickor i kindtänder och främre kindtänder

- Reparation av ytbeläggning i komposit/keramik

- Blockering av underbett

**KONTRAINDIKATIONER**:

REFLECTYS Flow bör inte användas på patienter som utvecklar överkänslighet mot produkten eller är överkänsliga mot metakrylatmonomer.

**REKOMMENDERAD PROCESS**:

1. Nyansval
Rengör tanden med pimpstenspulver-/pasta och vatten för att avlägsna eventuella ytfläckar och plack. Välj lämplig nyans innan isolering av tanden.
2. Förbered håligheten
Avlägsna allt amalgam eller annat basmaterial som kan störa processen.
3. Skydda tandpulpan
Vid djupa håligheter ska tandbenet nära tandpulpan täckas med en liten mängd kalciumhydroxidbeläggning och resten av håligheten lämnas fri för sammanfogning. Glasjonocement eller andra eugenol-fria basmaterial kan användas om så önskas.
4. Emalj och tandben
Följ tillverkarens anvisningar avseende etsning, grundbehandling, limapplicering och härdning.
5. Applicering
Ta bort skyddshylsan och sätt in engångsnålen i sprutan. Se till att nålspetsen inte är igensatt innan du applicerar medlet. Om nålen är igensatt tar du bort den och trycker ut en liten mängd fyllningsmedel direkt från sprutan. Avlägsna en eventuell synlig igensättning i nålen. Sätt tillbaka engångsnålen och prova att trycka ut fyllningsmedel igen. REFLECTYS Flow kan extruderas på en appliceringsbehållare och appliceras med en borste eller annat instrument.
6. Placering
Placera fyllningsmedel i steg om max. 2,0 mm nivåer. Dra tillbaka sprutkolven efter applicering för att förhindra att fyllningsmedel sipprar ut.
7. Härdning
Utsätt varje del av fyllningstyan för en ljuskälla med starkt synligt ljus. Håll ljusledarens spets så nära fyllningsmaterialet som möjligt under belysningen. Ljushärda under 20 sekunder med en ljushärdningsenhet av standardtyp. (Om ljushärdningsenhetens effekt understiger 400 mW/cm², enligt mätning med härdningsradiometer, kan längre tid krävas).
8. Avslutning
Avsluta och polera med användning av standardtekniker.

**FÖRVARING**:

- Utsätt inte produkten för höga temperaturer eller starkt ljus under förvaring.
- Förvaras svalt.
- Förvara inte materialet i närheten av produkter som innehåller eugenol.
- Sätt tillbaka skyddslocket direkt efter användning av REFLECTYS Flow.

**FÖRSIKTIGHET**:

1. Endast avsedd för användning inom tandvård
2. Produkten ska endast användas av tandläkare och annan tandvårdspersonal. Följ angivna procedurer och försiktighetsåtgärder.
3. Förvara produkten oåtkomlig för andra än tandläkare och tandvårdspersonal.
4. Sluta använda produkten i händelse av hudsensibilisering eller allergisk reaktion mot akrylat.
5. Undvik kontakt med ohärdat medel. Vid hudkontakt, skölj direkt med tvål och vatten.
6. Om medlet kommer i ögonen eller vid långvarig kontakt med oral vävnad, spola direkt med stora mängder vatten.
7. Om materialet förvaras i kylskåp måste det uppnå rumstemperatur innan användning.
8. Användning av skyddshandskar och beröringsfri teknik rekommenderas.
9. Användning av skyddsanordning för andningsvägarna rekommenderas starkt.
10. Kontrollera ljusstyrkan från ljushärdningsenheten i händelse av att medlet inte härdar. Kontakta närmaste återförsäljare eller tillverkaren direkt om problemet kvarstår.
11. Använd inte produkten efter utgångsdatumet.


 **FR** : Conserver au sec
**EN** : Keep dry

 **FR** : Utiliser jusqu’au
**EN** : Use-by date

 **FR** : Fabricant
**EN** : Manufacturer

 **FR** : Irritant
**EN** : Irritant

 **FR** : Conserver à l’abri du soleil
**EN** : Keep away from sunlight

 **FR** : Consulter le manuel d’utilisation
**EN** : Consult instruction for use

 **FR** : Dispositif médical
**EN** : Medical device

 2°C
35°F
min
 27°C
80°F
max

**FR** : Limite de températures
**EN** : Temperature limit



**FR** : Embouts à usage unique
**EN** : Single use tips

**RxOnly** **FR** : Pour utilisation sur ordonnance uniquement
**EN** : For prescription use only

**ITENA**

ITENA CLINICAL

www.itena-clinical.com
188 avenue Victor Hugo
75016 Paris - France
Tel. : +33 (0)1 45 91 30 06

**CE**

0 4 2 5