



Dentoclic

Stainless steel and titanium

CYLINDRO-CONIQUES				
Inox		Calcinable		
Diamètre	Taille	Diamètre	Taille	
Blanc	1.2 mm	9.6 mm	1.15 mm	9.5 mm
Blanc Long	1.2 mm	11.5 mm	1.15 mm	11.4 mm
Jaune	1.3 mm	9.6 mm	1.25 mm	9.5 mm
Jaune long	1.3 mm	11.6 mm	1.25 mm	11.4 mm
Rouge	1.4 mm	11.6 mm	1.35 mm	11.5 mm
Rouge Long	1.4 mm	13.5 mm	1.35 mm	13.4 mm
Bleu	1.5 mm	13.6 mm	1.45 mm	13.5 mm
Verte	1.6 mm	15.6 mm	1.55 mm	15.5 mm
Noir	1.7 mm	17.6 mm	1.65 mm	17.5 mm

CYLINDRO-CONICAL				
Stainless steel		Burn-out		
Diameter	Length	Diameter	Length	
White	1.2 mm	9.6 mm	1.15 mm	9.5 mm
Blanco Largo	1.2 mm	11.5 mm	1.15 mm	11.4 mm
Yellow	1.3 mm	9.6 mm	1.25 mm	9.5 mm
Long Yellow	1.3 mm	11.6 mm	1.25 mm	11.4 mm
Red	1.4 mm	11.6 mm	1.35 mm	11.5 mm
Red Largo	1.4 mm	13.5 mm	1.35 mm	13.4 mm
Blue	1.5 mm	13.6 mm	1.45 mm	13.5 mm
Green	1.6 mm	15.6 mm	1.55 mm	15.5 mm
Black	1.7 mm	17.6 mm	1.65 mm	17.5 mm

CONIQUES				
Inox		Calcinable		
Diamètre	Taille	Diamètre	Taille	
Jaune	1.52 mm	9 mm	1.5 mm	9 mm
Orange	1.72 mm	11 mm	1.7 mm	11 mm
Vert	1.8 mm	12 mm	1.78 mm	12 mm
Rouge	1.82 mm	13 mm	1.8 mm	13 mm
Blue	2.02 mm	14 mm	2 mm	14 mm
Purple	2.22 mm	16 mm	2.2 mm	16 mm

CILINDRICO-CONICO				
Acero inoxidable		Calcinable		
Diametro	Lunghezza	Diametro	Lunghezza	
Bianco	1.2 mm	9.6 mm	1.15 mm	9.5 mm
Blanco Largo	1.2 mm	11.5 mm	1.15 mm	11.4 mm
Amarillo	1.3 mm	9.6 mm	1.25 mm	9.5 mm
Giallo Lungo	1.3 mm	11.6 mm	1.25 mm	11.4 mm
Rosso	1.4 mm	11.6 mm	1.35 mm	11.5 mm
Long Red	1.4 mm	13.5 mm	1.35 mm	13.4 mm
Azul	1.5 mm	13.6 mm	1.45 mm	13.5 mm
Verde	1.6 mm	15.6 mm	1.55 mm	15.5 mm
Negro	1.7 mm	17.6 mm	1.65 mm	17.5 mm

CONICO				
Acero inoxidable		Calcinable		
Diametro	Lunghezza	Diametro	Lunghezza	
Amarillo	1.52 mm	9 mm	1.5 mm	9 mm
Naranja	1.72 mm	11 mm	1.7 mm	11 mm
Verde	1.8 mm	12 mm	1.78 mm	12 mm
Rojo	1.82 mm	13 mm	1.8 mm	13 mm
Azul	2.02 mm	14 mm	2 mm	14 mm
Púrpura	2.22 mm	16 mm	2.2 mm	16 mm

CILINDRICO-CONICO				
Acero inoxidable		Calcinable		
Diametro	Comprimento	Diametro	Comprimento	
Branco	1.2 mm	9.6 mm	1.15 mm	9.5 mm
Comprido Branco	1.2 mm	11.5 mm	1.15 mm	11.4 mm
Amarillo	1.3 mm	9.6 mm	1.25 mm	9.5 mm
Giallo Lungo	1.3 mm	11.6 mm	1.25 mm	11.4 mm
Rosso	1.4 mm	11.6 mm	1.35 mm	11.5 mm
Long Rosso	1.4 mm	13.5 mm	1.35 mm	13.4 mm
Azul	1.5 mm	13.6 mm	1.45 mm	13.5 mm
Verde	1.6 mm	15.6 mm	1.55 mm	15.5 mm
Negro	1.7 mm	17.6 mm	1.65 mm	17.5 mm

CYLINDRICO-CONICAL				
Stainless steel		Burn-out		
Diameter	Length	Diameter	Length	
White	1.2 mm	9.6 mm	1.15 mm	9.5 mm
Long White	1.2 mm	11.5 mm	1.15 mm	11.4 mm
Gold	1.3 mm	9.6 mm	1.25 mm	9.5 mm
Long Gold	1.3 mm	11.6 mm	1.25 mm	11.4 mm
Red	1.4 mm	11.6 mm	1.35 mm	11.5 mm
Long Red	1.4 mm	13.5 mm	1.35 mm	13.4 mm
Blue	1.5 mm	13.6 mm	1.45 mm	13.5 mm
Green	1.6 mm	15.6 mm	1.55 mm	15.5 mm
Black	1.7 mm	17.6 mm	1.65 mm	17.5 mm

CYLINDRICO-KONISKA				
Rostfritt stål		Utburnningsstål		
Diameter	Längd	Diameter	Längd	
White	1.2 mm	9.6 mm	1.15 mm	9.5 mm
Long White	1.2 mm	11.5 mm	1.15 mm	11.4 mm
Gold	1.3 mm	9.6 mm	1.25 mm	9.5 mm
Long Gold	1.3 mm	11.6 mm	1.25 mm	11.4 mm
Red	1.4 mm	11.6 mm	1.35 mm	11.5 mm
Long Red	1.4 mm	13.5 mm	1.35 mm	13.4 mm
Blue	1.5 mm	13.6 mm	1.45 mm	13.5 mm
Green	1.6 mm	15.6 mm	1.55 mm	15.5 mm
Black	1.7 mm	17.6 mm	1.65 mm	17.5 mm

CYLINDRICO-CONIQUES				
Inox		Calcinable		
Diamètre	Taille	Diamètre	Taille	
Jaune	1.52 mm	9 mm	1.5 mm	9 mm
Orange	1.72 mm	11 mm	1.7 mm	11 mm
Vert	1.8 mm	12 mm	1.78 mm	12 mm
Rouge	1.82 mm	13 mm	1.8 mm	13 mm
Blue	2.02 mm	14 mm	2 mm	14 mm
Purple	2.22 mm	16 mm	2.2 mm	16 mm

CYLINDRICO-CONICAL			
Stainless steel		Burn-out	
Diameter	Length</th		

