


Dentoclic Scan Post

Indicateur de géométrie pour
la numérisation des inlay-cores



Enhance your
daily practice*

Compatible avec Dentoclic

Simplification du flux de travail

Précision de l'empreinte



Empreinte précise grâce à une capture numérique !

Points forts

Compatible avec les tenons inox et forets Dentoclic

Bibliothèque Dentoclic Scan Post intégrée sur les solutions 3Shape™

Simplification du flux de travail vs empreinte traditionnelle

Précision de l'empreinte¹ : capture numérique




Autoclavable



Indications

- Restaurations prothétiques dentaires
- Traitements endodontiques

Correspondance Dentoclic

Scan Post 		Tenons 		Forets 	
Taille	Référence	Taille	Référence	Taille	Référence
PL 1.2 (L 16 mm ø 1.2 mm)	Long DESP-CCL1.2	○ L 11.5 mm ø 1.2 mm	DIAL20-114	○ ø 1.2 mm	DFA4-012 / FPPFA-1.2
PS 1.2 (L 12 mm ø 1.2 mm)	Court DESP-CCS1.2	○ L 9.6 mm ø 1.2 mm	DIA20-095	○ ø 1.2 mm	DFA4-012 / FPPFA-1.2
PL 1.3 (L 16 mm ø 1.3 mm)	Long DESP-CCL1.3	● L 11.5 mm ø 1.3 mm	DIJL20-114	● ø 1.3 mm	DFJ4-095 / FPFJ-1.3
PS 1.3 (L 12 mm ø 1.3 mm)	Court DESP-CCS1.3	● L 9.6 mm ø 1.3 mm	DIJ20-095	● ø 1.3 mm	DFJ4-095 / FPFJ-1.3
PL 1.4 (L 16 mm ø 1.4 mm)	Long DESP-CCL1.4	● L 13.5 mm ø 1.4 mm	DIRL20-134	● ø 1.4 mm	DFR4-115 / FPFJ-1.4
PS 1.4 (L 12 mm ø 1.4 mm)	Court DESP-CCS1.4	● L 11.6 mm ø 1.4 mm	DIR20-115	● ø 1.4 mm	DFR4-115 / FPFJ-1.4
PL 1.5 (L 16 mm ø 1.5 mm)	Long DESP-CCL1.5	● L 13.6 mm ø 1.5 mm	DIB20-135	● ø 1.5 mm	DFB4-135 / FPFJ-1.5
PS 1.5 (L 12 mm ø 1.5 mm)	Court DESP-CCS1.5	● L 13.6 mm ø 1.5 mm	DIB20-135	● ø 1.5 mm	DFB4-135 / FPFJ-1.5
PL 1.6 (L 16 mm ø 1.6 mm)	Long DESP-CCL1.6	● L 15.6 mm ø 1.6 mm	DIV20-155	● ø 1.6 mm	DFV4-155 / FPFV-1.6
PS 1.6 (L 12 mm ø 1.6 mm)	Court DESP-CCS1.6	● L 15.6 mm ø 1.6 mm	DIV20-155	● ø 1.6 mm	DFV4-155 / FPFV-1.6
PL 1.7 (L 16 mm ø 1.7 mm)	Long DESP-CCL1.7	● L 17.6 mm ø 1.7 mm	DIN20-175	● ø 1.7 mm	DFN4-175 / FPFN-1.7
PS 1.7 (L 12 mm ø 1.7 mm)	Court DESP-CCS1.7	● L 17.6 mm ø 1.7 mm	DIN20-175	● ø 1.7 mm	DFN4-175 / FPFN-1.7



itena-clinical.com

Central Parc Bat B, 97 Allée de la Louve, 93420 Villepinte - FRANCE - T. + 33 1 45 91 61 40.
FP.DENTOCLICSCANPOST.FR-A-04/24

Rejoignez-nous!



*Améliorer votre pratique quotidienne.

1. Zarbakhsh, A. (2021). Accuracy of Digital Impression Taking Using Intraoral Scanner versus the Conventional Technique. Frontiers in Dentistry, 18(6). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9355861/>