

Dentoetch¹¹

Gel de mordançage
(Acide phosphorique 37 %)



Différenciation du gel

Reste en place

Embout orientable

Format économique

Enhance your
daily practice*



Préparez la dent et mordancez !

Seringue de 5 ml



Embouts aiguilles

Points forts

Différenciation du gel : contraste avec la dent via sa couleur "bleu azur"

Viscosité permettant au produit de rester en place

Embout orientable pour le placement du gel (préparations pour composites des zones distales ou linguales incluses)

Format économique : 5 seringues

Indication

Mordançage de l'émail et de la dentine, lors de la préparation des surfaces pour l'application de composites.

Dentoetch

1 seringue de 5 ml + 8 embouts aiguilles 25G	DE-5
5 seringues de 5 ml + 16 embouts aiguilles 25G	DEVP5-5
50 embouts aiguilles 25G ¹⁷	DET



Enhance your daily practice

itena-clinical.com

Central Parc Bat B, 97 Allée de la Louve, 93420 Villepinte - FRANCE - T. + 33 1 45 91 61 40.
FP.DENTOETCH.FR-B-04/2024

Rejoignez-nous !



*Améliorer votre pratique quotidienne

¹¹ Dispositif Médical Classe IIa. CE 1639 - Fabricant : Spident CO., LTD, Corée du Sud. Mandataire : AR EXPERTS B.V, Pays-Bas.

¹⁷ Dispositif Médical Classe I. Fabricant : CK Dental, Corée du Sud. Mandataire : Obelis s.a, Belgique.
Réservé à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR. Lire attentivement la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.