

POLISH HD

Polissoirs pour composite



Praticité d'utilisation

Gain de temps

Rendu esthétique naturel

Enhance your
daily practice*



Un polissage rapide & complet

Points forts

Praticité d'utilisation

- > **Hélice** : polit toute surface avec un seul instrument, polissoirs à grains moyens (pré-polissage) et fins (polissage)
- > **Brossette** : conçue pour polir la surface occlusale, y compris les sillons, polissoirs à grains moyens (pré-polissage) et fins (polissage)

Gain de temps

- > 2 étapes (au lieu de 4)
- > Utilisable sans pâte de polissage

Rendu esthétique naturel


Réduction du risque de contamination microbienne : usage unique




Protocole simplifié



Hélice
Restaurations antérieures



Brossette
Restaurations postérieures



Indications

Réduction ou polissage de surface des tissus dentaires tels que l'émail dentaire et les composites.

Polish HD

 Set de 12 polissoirs Flamme	PLFLAM-12
 Set de 12 polissoirs Cupule	PLCUP-12
 Set de 12 polissoirs Lentille	PLLENS-12
 Set de 12 polissoirs Brossette (Grain moyen)	PLBRUSH-12
 Set de 12 polissoirs Brossette (Grain fin)	PLBRUSHF-12
 Set de 12 polissoirs Hélice (Grain moyen)	PLTWM-12
 Set de 12 polissoirs Hélice (Grain fin)	PLTWF-12
Set de 6 polissoirs assortis (Grain moyen) (x2  , x2  , x2 )	PLASSORT-6
Set de 12 polissoirs assortis Grain moyen (x3  , x3 ) + Grain fin (x3  , x3 )	PLTATO-12
Set de 20 polissoirs assortis (Grain moyen) (x5  , x5  , x5  , x5 )	PLASSORT-20

Toujours disponibles

Cupule

Surfaces linguales, palatines des restaurations antérieures, cuspidés postérieures, lignes et angles proximaux.

Flamme

Sillons, reliefs occlusaux et zone cervicale.

Lentille

Face vestibulaire des incisives, surfaces de composite, angles incisifs et zones interproximales.



Enhance your daily practice

itena-clinical.com

Central Parc Bat B, 97 Allée de la Louve, 93420 Villepinte - FRANCE - T. + 33 1 45 91 61 40.
FPPOLISHHD.FR | INDA 01/2024

Rejoignez-nous!



*Améliorer votre pratique quotidienne