

Ceram-Etch¹³ & Silan-It¹⁴

Gel de mordantage à l'acide
fluorhydrique (9%)
& Agent de couplage pour céramique



Ceram-Etch : Différenciation du gel
via sa couleur "rouge groseille"

Silan-It : Renforcement
de l'adhésion

Enhance your
daily practice*



Ceram-Etch

Gel de mordançage à l'acide fluorhydrique (9%)



Points forts

Différenciation du gel : contraste avec la céramique via sa couleur "rouge groseille"

Adhésion renforcée via la création de microporosités

Viscosité permettant au produit de rester en place

Packaging adapté : + d'embouts fournis par seringue (10)

Indications

Mordançage de divers types de restaurations en porcelaine / céramique collées par résine (porcelaine feldspathique conventionnelle, vitrocéramique Leucite, disilicate de lithium, vitrocéramique au silicate de lithium renforcée à la zircone, vitrocéramique de fluorapatite, etc.) avant la procédure de collage et de scellement.

Ceram-Etch

1 seringue 1,2 ml + 10 embouts

CE-1.2

Silan-It

Agent de couplage pour céramique



Point fort

Renforcement de l'adhésion de la céramique et fibre de verre

Silane monocomposant

Compatible avec les adhésifs à base de résine photopolymérisable ou à prise duale

Indication

- **Primaire.**
- **Utilisé pour créer une adhésion durable** entre les composites de scellement et les restaurations en vitrocéramique / céramique à base d'oxyde, en métal, en composite et les restaurations avec tenon en fibre de verre.

Silan-It

Flacon de 5 ml

SI-5



itena-clinical.com

Central Parc Bat B, 97 Allée de la Louve, 93420 Villepinte - FRANCE - T. + 33 1 45 91 61 40.
FP.CERAMSILAN.FR-B-04/2024

Enhance your daily practice

Rejoignez-nous!



*Améliorer votre pratique quotidienne

¹³ Dispositif Médical Classe I, Fabricant : Rizhao HuGe Biomaterials Company, Ltd, Chine. Mandataire : MedNet GmbH, Allemagne.

¹⁴ Dispositif Médical Classe IIa, CE 1639 - Fabricant : Rizhao HuGe Biomaterials Company, Ltd, Chine. Mandataire : MedNet GmbH, Allemagne.

Réservé à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR. Lire attentivement la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.